



## NORITAKE – PORCELANA EX-3

### Porcelana de Baixa Fusão/ Addmate

- 02 cores de opaco em pó (opaco claro e opaco escuro)
- 02 frascos de dentina (dentina clara e dentina escura)
- 01 frasco incisal (E)
- 01 frasco transparente (T)
- 01 frasco opalescente (LT)
- 01 frasco líquido (10ml)



Reposições de 10g

**Uso:** Pequena reconstrução e correção morfológica pós glaze. Correção de áreas contaminadas por pó de sujeira, bolha de ar, fraturas e trincas, porcelana destacada do metal e pequenas correções de porcelana laminada após remoção do modelo refratário.

**Queima:** 450°C a 680°C