

# Plastalgin

## Alginato com Excelente Reprodução dos Detalhes



Único com Medidor de Água e Pó

- Rápida manipulação
- Fácil utilização
- Bom Tempo de trabalho
- Melhores detalhes na impressão
- Livre de poeira
- Tixotrópico
- Novos aromas: Maçã Verde e Damasco

### APRESENTAÇÃO

Saco com 454g / Medidor de pó e água

**Plastalgin tipo II** - Presa Normal  
aroma de maçã verde

**Plastalgin Ortho tipo I** - Presa Rápida  
aroma de damasco



Tempo de Mistura - homogeneização do alginato:  
Plastalgin: 45 seg.  
Plastalgin Ortho: 30 seg.



Tempo de Trabalho - levar o alginato na moledora e inserir na boca do paciente  
Plastalgin: 1min e 30 seg.  
Plastalgin Ortho: 45 seg.



Tempo de Presa – tempo de geleificação do alginato na boca do paciente  
Plastalgin: 55 seg.  
Plastalgin Ortho: 30 seg.  
Resultado: Fidelidade de cópia e excelente consistência do material.



SEPTODONT BRASIL LTDA.  
Al. Pucuruí, 166 - Tamboré - Barueri - SP  
CEP: 06460-100  
Tel: (11) 4688-0789 - Fax 4689-1577  
E-mail: septodont@septodont.com.br  
<http://www.septodont.com.br>