



NORITAKE – PORCELANA EX-3

Reposições Noritake

Uso: Metalocerâmica, jaqueta pura, inlay/onlay

Queima de Dentina: 600° C a 930° C

Dentina

- 16 cores de Dentina de A1 a D4 mais 4 cores exclusivas Noritake A0, B0, A1,5 e A2,5.

Nomenclatura: A3B = B = body, dentina, corpo.

- 11 cores de modificadores de dentina: cinza, azul, laranja, laranja claro, amarelo, marrom, branco, rosa, rosa claro, rosa escuro, verde.

Reposições de 10g e 50g.

