

1) DEFINIÇÃO

Dappen em silicone

2) INDICAÇÃO

Manipulação de materiais de uso odontológico

3) COMPOSIÇÃO

Silicone de grau hospitalar

4) VANTAGENS E DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Biossegurança: esterilizável em estufa e autoclave
- Antiaderente: pode ser utilizado inclusive com resinas acrílicas
- Não deforma
- Não reage com flúor ou medicamentos
- Inquebrável
- Contém casulos para manipulação de pequenas quantidades de material e realização da técnica do pincel (Nealon)

5) TÉCNICA DE USO

- Inserir o produto que se quer manipular no interior do frasco ou nos orifícios localizados na porção inferior;
- Esterilizar após cada utilização.

6) APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Referência	Nome	Apresentação
600	Silicon Dappen	Embalagem com 01 unidade

Registro Anvisa: 10349450035

Prazo de Validade: 10 anos