

1) DEFINIÇÃO

Tamborel para apoio de limas endodônticas

2) INDICAÇÃO

Para apoio de limas endodônticas

3) COMPOSIÇÃO

Policarbonato

4) VANTAGENS E DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Esterilizável em estufa e autoclave
- Resistente ao contato com produtos químicos: produzido em polímero de alta performance
- Disponibilidade de reposição (refil) dos apoios

5) TÉCNICA DE USO

- Colocar o apoio no tamborel;
- Apoiar as limas durante o procedimento clínico sobre o apoio;
- Descartar o apoio após o uso e esterilizar o tamborel.

6) APRESENTAÇÕES DO PRODUTO

Referência	Nome	Apresentação
800	Endometric	Embalagem com 01 unidade e 30 apoios
801	Refil para Endometric	Embalagem com 50 apoios

Registro Anvisa: 10349450044

Prazo de Validade: 5 anos