

1) DEFINIÇÃO

Cursor (stop) em silicone

2) INDICAÇÃO

Ajuste do comprimento de trabalho da lima no tratamento de canal

3) COMPOSIÇÃO

Silicone de grau hospitalar

4) VANTAGENS OU DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Esterilizável em estufa e autoclave - silicone grau hospitalar
- Perfuração central para direcionar entrada da lima
- Espessura de 1,5mm

5) TÉCNICA DE USO

- Posicionar a lima endodôntica sobre a perfuração central e inserir o stop de silicone.

6) APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Referência	Nome	Apresentação
700	Stop de Silicone	Embalagem com 100 unidades

Registro Anvisa: 10349450038

Prazo de Validade: 10 anos