



O Tru Fit oferece ao técnico a dimensão adequada do troquel para que a estrutura metálica seja confeccionada, criando assim o espaço necessário para o Dentista cimentar adequadamente o trabalho protético na boca do paciente. As duas opções de cores permitem ao técnico intercalá-las para facilitar a visualização das camadas sobre o troquel. O thinner acompanha o kit.

As quatro camadas (2 ouro e 2 prata) permitem um espaçamento de 25 a 26 micra.

Procedência: USA - George Taub Products

Embalagem:

Kit com 15mL Thinner, 15mL Ouro, 15mL Prata